



Digitale Dental Lösung

→ zu einem

unschlagbaren Preis



Dieses zuverlässige, sehr preiswerte Dentalsystem, bestehend aus einem intra-oralen Röntgengerät und einem Dental-Reader, bietet eine **flexible Lösung für die Kleintierpraxis**. Sie ermöglicht sowohl die Erstellung hochwertiger Dentalröntgenbilder von Einzel-Zähnen mit Wurzeln als auch des gesamten Kiefers.

Intraorale Aufnahmen mit dem X-Mind DC 80 VET:

- bis zu 35% Strahlenreduzierung gegenüber herkömmlichen Monopulse-Geräten
- Röntgenkopf 395° schwenkbar um die Vertikalachse
- Wandmontage oder mobil auf Rollenstativ
- Röntgenröhre: 60-70 kV / 4-8 mA, Brennfleck: 0,7 mm

Divario CR-F Dental Premium-System für hochwertige digitale Bilder:

- Auflösung **bis zu 21 lp/mm**
- wiederverwendbare **intra-orale Speicherfolien bis Größe 4**
- inklusive **dicomPACS®DX-R** Softwaretreiber

Das Dental-System ist ebenfalls mit X-Mind Unity und unseren Pluto Dental-Detektoren verfügbar.

**Monitor optional*



Ihr Partner vor Ort

für Dental-Systeme, innovative Röntgen- und Bildmanagementsysteme im Bereich der **Pferde- und Kleintiermedizin**

Bitte kontaktieren Sie uns:




Dragojlo Ristic



Marianne Pietsch



Dirk Bednarczyk



*Netzwerk der Kompetenz- und Servicezentren
der Oehm und Rehbein GmbH*

Wir freuen uns auf Sie und sind für Sie erreichbar unter:

- 0381 36 600 600
- info@oehm-rehbein.de



www.oehm-rehbein.de

Oehm und Rehbein GmbH, Neptunallee 7c, 18057 Rostock

Digitale Dental-Lösung